

# So finden Sie heraus, wann Ihr eHealth Kartenterminal seine Gültigkeit verliert

Nach maximal fünf Jahren verliert das Schlüsselmaterial eines eHealth-Kartenterminals (eHKT) seine Gültigkeit, wodurch die Nutzung des eHKT im Praxisalltag nicht mehr möglich ist. Das Schlüsselmaterial ist auf einer gerätespezifischen Karte, der gSMC-KT, gespeichert. Diese sollte rechtzeitig vor Ablauf des Schlüsselmaterials durch einen Telematikinfrastruktur-Dienstleister getauscht werden.

**Ob in Ihrer Praxisumgebung ein solcher Tausch zeitnah erforderlich ist, finden Sie schnell selbst heraus. Wir zeigen Ihnen hier, wie das geht.**

## Welches Terminal nutzen Sie?

Durch die gematik sind derzeit vier eHealth-Kartenterminals zugelassen, die nachfolgend abgebildet sind. Bitte schauen Sie, welche dieser Komponenten Sie in der Praxis oder Apotheke nutzen.



Ingenico / Worldline Orga 6141 online



Cherry G87-ST1505 Tastatur



Cherry ST1506



German Telematics eHealth GT900

**WICHTIG:** Aufgrund der Laufzeit ist nur beim **ORGA 6141** online sowie bei der **G87-ST1505 Tastatur** mit einem Austausch der gSMC-KT in 2023 oder 2024 zu rechnen.

## Ingenico / Worldline Orga 6141 online



Je nach Firmware-Version und Konfiguration des Kartenterminals, wird eine zeitnah ablaufende gSMC-KT über eine rote Warnmeldung auf dem Display angezeigt.

Die Gültigkeit der gSMC-KT finden Sie auch leicht selbst heraus:

1. Betätigen Sie die „Menü“-Taste
2. Betätigen Sie nacheinander die Tasten „3“, „4“ und „2“ um dann Service > Test > Einzeltest aufzurufen
3. Betätigen Sie die „6“, um Slot 3 zu überprüfen
4. Beginnt der Eintrag mit „SMKT“ können Sie mit Schritt 5 fortfahren. Falls nicht, betätigen Sie bitte „Clear“ und anschließend die „7“ um Slot 4 zu überprüfen.
5. Notieren Sie sich die angezeigten Daten unter AUT, AUT2 (falls vorhanden) und RPS.
6. Kontaktieren Sie Ihren Telematikinfrastruktur-Dienstleister mindestens 30 Tage vor Ablauf des frühesten unter 5. notierten Datums und veranlassen Sie einen Tausch der gSMC-KT.

## Cherry G87-ST1505 Tastatur



Eine Überprüfung ist für Sie nicht ohne Weiteres möglich. Der Hersteller und sämtliche Dienstleister sind angehalten betroffene Nutzer rechtzeitig über den bevorstehenden Austausch der gSMC-KT zu informieren. Im Zweifel empfehlen wir, beim Hersteller nachzufragen, sofern hier bisher kein Kontakt aufgenommen wurde.

Durch eine Registrierung der gSMC-KT von Cherry werden Leistungserbringer vor Ablauf der Karte vom Unternehmen kontaktiert. Die Registrierung erfolgt auf:

<https://www.cherry.de/gsmckt/register>